

# X線回折法における2次元検出器の活用

-HyPix-3000を用いた様々な試料の解析-

# 大渕 敦司\*

### 1. はじめに

従来,X線回折装置では様々な検出器が用いられて きた<sup>(1)</sup>.0次元検出器としてはシンチレーションカウ ンター (SC),1次元検出器としては位置敏感型ガス 計数管 (PSPC),半導体検出器,2次元検出器として はイメージングプレート (IP) やCCD検出器などで ある.IP,CCD検出器は現在でも使用されている2次 元検出器であるが,読み出し速度が遅い,ダイナミッ クレンジが狭いなどの問題があり,その用途は限 定される.ハイブリッド型多次元ピクセル検出器 HyPix-3000<sup>(2)</sup>はIP,CCD検出器にはない以下の特長を 有している2次元検出器である.

- ●広いダイナミックレンジ
- ●低バックグラウンドでの測定
- ●ゼロデッドタイムでの高速測定
- ●メンテナンスフリー

ダイナミックレンジが広いことで、薄膜試料のよう に膜からの微弱な回折線と、単結晶基板からの強い回 折線を同時に測定する必要がある場合に有利に働く. エネルギー分解能が高いため、蛍光X線が発生して バックグラウンドが上昇する試料に対しても、低バッ クグラウンドの測定が可能であり、S/Nの優れた測定 データを取得することができる.また,HyPix-3000は データ読み出しにかかるデッドタイム (タイムロス) を実質ゼロにすることが可能である. このゼロデッド タイムでの高速測定を実現したことで、シャッターレ ス測定による連続した時分割測定も可能となり、例え ば加熱を伴う in-situ 測定においても、その反応を追っ た測定が可能である. さらに、HyPix-3000には、CCD 検出器に必要な冷却装置、ガス検出器に必要なガス交 換など、面倒なメンテナンスを必要とせずに使用する ことができるという特徴もある.

\*株式会社リガク X線機器事業部 応用技術センター



図1. ハイブリッド型多次元ピクセル検出器 HyPix-3000 搭載 全自動水平型多目的 X線回折装置 SmartLab.

また,HyPix-3000は,全自動水平型多目的X線回折 装置SmartLabに搭載することにより2次元検出器とし ての機能のみならず,0次元,1次元検出器としても 使用することができる.従って,これまでのようにそ れぞれの検出器を個別に準備し,用途に応じて載せ替 えるといった煩わしい作業を行う必要がない.そのた め,SmartLab-HyPix-3000システム(図1)は粉末試料 を初めとし,薄膜試料,バルク試料などの様々な試料 の測定に活用できる.さらに,これら試料を評価する ための様々な測定方法,例えば20/0測定,2次元検出 器を用いた極点測定などに用いることが可能である.

本稿では、実際にこのシステムを用いて、粉末試料、 単結晶試料、バルク試料、薄膜試料を測定した事例を 紹介する.

#### 2. 測定例

#### 2.1. 混合物粉末試料のRietveld 定量分析

X線回折法で結晶相の定量分析を行う際は、検量線 法、RIR法などが一般的に用いられている.これらは 優れた方法ではあるが、前者では検量線用標準試料が 必要であること、また両者共に、層状化合物、針状結 晶などの選択配向を起こしやすい成分に適用するのは 難しいといった不利な点がある.一方、Rietveld解析<sup>(3)</sup>



図2. 混合物粉末試料のRietveld解析結果(測定時間:約10分).

表1. 混合物粉末試料のRietveld定量分析結果.

| 結晶相 — —                                      | mass% |            |
|--|-------|------------|
|  | 調製値   | 解析值        |
| Calcite (CaCO <sub>3</sub> )                 | 43.91 | 42.25 (15) |
| Corundum (a-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 33.64 | 35.62 (17) |
| Zincite (ZnO)                                | 22.45 | 22.13 (7)  |

括弧は標準偏差を示し、42.25(15)は42.25±0.15を表している.

は測定データに対して結晶構造情報から作成した計算 データをフィッティングさせて解析を行う、結晶構造 精密化の手法であるが、複数相から構成される試料に 適用した場合は,結晶相の定量値を得ることができ る. さらに同解析技法では選択配向組織の影響による 強度変化を補正<sup>(4)</sup>することができるので、回折ピーク 1本を定量分析に用いる検量線法, RIR法と比較して 信頼性が高い分析が可能である. Rietveld 解析を行う 際は、高強度(最強線で10,000 counts 程度)、測定範 囲の広いX線回折データが必要であることから、従来 の検出器では測定に長時間を要していたが、HyPix-3000 は1次元検出器としても使用可能であり、短時間でも Rietveld解析用測定データ取得が可能である. また, HyPix-3000のピクセルサイズは100 µmと非常に小さ いので、SCを使用して受光スリットサイズを0.1 mm (=100 µm) に設定した場合と同等の高分解能の測定 が実現できる. そこで、Calcite (CaCO<sub>3</sub>). Corundum (α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), Zincite (ZnO) の3種の粉末原料を調合し た混合物粉末をHyPix-3000により約10分程度で測定 し、得られた測定データに対してRietveld解析を試み た. 解析結果を図2に示す. 測定データと計算データ の残渣は小さく、両者は良好に一致した、解析により 得られた定量分析結果を表1に示す。Calciteの104回 折ピークは配向面として知られており、Rietveld解析 により選択配向の影響を補正したことで、調製値と解

析値は良好に一致した.このように、HyPix-3000を1 次元モードで使用することで、Rietveld解析用の測定 データを短時間で取得することが可能であることが確 認された.

#### **2.2.** 石鉄隕石の分析

HyPix-3000は約3000 mm<sup>2</sup>という有効検出面積を有 する2次元検出器であり、面積が広いことが様々な測 定に有利に働く.一例として、石鉄隕石の測定例を示 す. 石鉄隕石の内部にはガラスのような透明部分と金 属質の不透明な部分が存在する. この透明部分は非晶 質であることが考えられた.しかし、実際に透明部分 の測定を行うと、1本のみ回折線が観測された. さら に詳細な分析を行うため、HyPix-3000を用いた2次元 モードで測定を行った.一般的に0次元検出器,1次 元検出器で測定すると、 試料からの回折 X 線を検出可 能な範囲はある領域に限定される(ここでは図3に黄 色で示している領域である). その際、赤矢印で示し た回折線は走査範囲内であるため検出することができ る.対して白矢印で示した回折線は0,1次元検出器 では検出できない領域に観測され、図3で示すように X線回折パターン上では回折ピークは、赤矢印のス ポットに起因する1本しか現れない. そのため、この 試料においては、面積の狭い0、1次元検出器を用い てスポット状に観測された回折ピークを検出すること は困難である.一方,広い有効検出面積を有する HyPix-3000を用い、さらに試料を揺動しながら測定す ることで、図4に示すように複数の回折面の情報を取 得することが可能である.図4で得られた2次元回折 像を2*θ*-Iプロファイルに変換し、透明部分の定性分析 を行ったところ、Forsterite (Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>)を同定するこ とができた(図5).なお、回折線がスポット状で観 測されたことから、ガラスのような透明部分は単結 晶、ないしは、極少数の結晶粒から構成されているこ とが推測された.



図3. 0次元検出器,1次元検出器を用いた際の,ガラスのような透明部分のX線回折パターン.



図4. 透明部分の2次元回折像(揺動あり).





#### 2.3. Nd磁石の極点測定

極点測定<sup>(5)</sup>は、ある回折面(反射)に着目してある 回折角度にゴニオメータを固定し、その上でα(試料 のあおり角)とβ(試料の面内回転角)の2つのパラ メータを変化させて測定する.得られた強度分布から 試料内での結晶方位分布を把握することができる.極 点測定では、従来の0次元検出器を用いると、1つの

面指数の情報を取得するためには、それぞれの回折角 度ごとにゴニオメータを動かさなくてはならず、測定 時間が数時間~数十時間要する場合があった.対して HyPix-3000を用いると、広い有効検出面積のため、一 度に複数の面指数の情報が取得可能であり、さらに一 度の測定でα方向の情報も取得することができる. そ のため、0次元検出器を用いた測定と比較すると、測



図6. Nd磁石の2次元回折画像. (A):2θ=28°で露光 (α=30°) (B):2θ=41°で露光 (α=30°)



図7. Nd磁石の測定極点図と結晶方位分布解析(ODF解析)により再計算された測定指数の全極点図.

定時間を大幅に短縮することができる.図6にある2 つの回折角度により得られたNd磁石(Nd, Feを主成 分とした結晶の焼結体)の2次元回折像を示す.2つ の2次元回折像から,202,212,220,221,222, 311,224,313,410,合計9個の回折面の情報が取得 されているのが確認できる.0次元検出器を用いてそ れぞれの極点図を取得するには格子面ごとに測定する 必要があり,本測定と比較してはるかに時間がかか る.取得された2次元回折像から各指数の極点図を作 成し,結晶方位分布解析(ODF解析)により再計算 を行って測定指数の全極点図を作成した.結果を図7 に示す.2次元検出器の利用により,複数の面指数情 報を得ることで,短時間で全極点図を再計算すること ができる.

#### 2.4. PLT 薄膜の広域逆格子マップ測定

薄膜材料は特にエレクトロニクスの分野を中心に多 く利用されているが、近年ではその機能性向上のた め,配向や結晶方位の制御が行われている.特に単結 晶基板上に結晶方位を揃えて成膜を行うエピタキシャ ル薄膜においては,結晶性や結晶の方位がデバイス特 性に大きく影響することから,それらの評価が重要で ある.X線回折法では,従来から逆格子マップ測定に よる結晶性や結晶方位の評価が行われてきたが,0次 元検出器を用いた場合には数時間もの測定時間を要し てしまう.このため,複数ある反射のうちある特定の 反射周囲のみの測定を行い,評価するのが一般的であ る.しかしながらこの方法では想定していない方位の ドメインが存在する場合,その有無についての評価す ることは困難となることが多い.

このように、想定されていないドメインの存在の確 認や、基板や積層されているその他の層とのエピタキ シャル方位関係の評価には、多くの反射情報が得られ る広域逆格子マップ測定が有効である。2次元検出機 を用いた測定ではその画像内に回折角度と結晶方位の

## 

情報が一度に得られるので、短時間の測定で広い範囲 の逆格子マップを作成することが可能となる.ここで は広域逆格子マップ測定の例として、強誘電体材料で あるPLT((Pb, La) TiO<sub>3</sub>)薄膜の評価例を紹介する. この材料は図8に示すような多層膜構造を有してい る.

測定の結果得られた広域逆格子マップ測定データを 図9に、また方位関係についての逆格子シミュレー ションを行った結果を図10に示す.測定結果とシミュ レーションの結果は完全に合致していることから、図



図8. 測定を行ったPLT薄膜の層構造.



図9. 測定により得られた PLT 薄膜広域逆格子マップ.

11に示すようなエピタキシャル方位関係となってお り、一部、ランダムな成分が見られるものの、その他 の方位関係のドメインなどは存在していないことがわ かる.また、Ptの反射に着目すると、その形状がス ポット状に観測されていることから結晶方位のばらつ き(通常、ロッキングカーブの幅で評価)が非常に小 さいことが予測される.一方、その上に積層されてい るPLTの反射は円弧方向に広がりが見られることから 結晶方位のばらつきがPtよりも大きいことがわかる. ソフトウエアを用いて幅を求めたところFWHMは4.5° 程度であることがわかった.

測定はHyPix-3000の2次元-TDI測定モード<sup>(1)</sup>を利 用した.この測定モードの利用により2次元検出器で ありながら連続スキャンによる測定が可能となる.結 晶性の良いエピタキシャル膜や単結晶基板の回折線を 得るためには連続的に入射X線の角度が変化する本 モードでの測定が有効であり、わずか15分程度の測 定でも今回のような広域の逆格子マップ測定データを 得ることができた.



図11. 解析により得られたエピタキシャル方位 関係.



図10. PLT薄膜広域逆格子マップのシミュレーション. ▶:測定範囲を示す.

## 3. まとめ

HyPix-3000は2次元検出器としての機能のみなら ず、0次元、1次元検出器としても使用することがで き、SmartLabに搭載することで、本稿で示したよう な様々な測定に活用することができる.また本稿の測 定事例以外にも、広いダイナミックレンジ、低バック グラウンドでの測定、ゼロデッドタイムでの高速測定 などの利点を活かした測定も可能である(これら測定 事例については参考文献(2)を参照).このように、 HyPix-3000を用いることで、従来の検出器よりもはる かに短時間での測定が可能になり、今後の研究活動な どにおける用途が広がることが予想される.

#### 参 考 文 献

- 小林慎太郎, 稲葉克彦: リガクジャーナル, 42 (2011), No. 1, 9–14.
- (2) リガクジャーナル: **45** (2014), No. 1, 26–28.
- (3) H. M. Rietveld: J. Appl. Cryst., 2 (1969), 65–71.
- (4) W. A. Dollase: J. Appl. Cryst., 19 (1986), 267–272.
- (5) 長尾圭吾, 鏡英理奈: リガクジャーナル, 41
  (2010), No. 2, 1-8.