

迅速・簡単操作 PIC/S GMPに準拠した 原料判定の実現

汚染のリスクを最小限に抑え、信頼性の高い分析が可能

Progeny™ / Progeny™ LT



Progeny™ / Progeny™ LT の3つの特徴

数秒で幅広い種類の
原料判定が可能

グローバルな
法令に準拠

充実した
国内サポート
(修理・点検)

1064nmの励起光により蛍光の干渉を低減し、幅広い原料判定が可能

Progeny™ / Progeny™ LT により同定が可能になった原料

- カルボキシメチルセルロースナトリウム
- キサンタンゴム
- アルギン酸
- ゼラチン
- インジゴカルミン
- 細胞培地
- ポリソルベート 20
- ポリソルベート 80
- 微結晶性セルロース
- ラノリン
- カルナバワックス

