


# グローブボックス対応型 示差熱天秤

天秤部・コントローラー部を分離して設置可能

## 分離型TG-DTA8122




お客様のグローブボックスに合わせて設置可能です



- グローブボックス内の本体とコントローラー部は、真空用隔壁コネクタを介して接続されます
- グローブボックスに取付けるフランジのサイズ、コネクタの数などはお客様の仕様に合わせて変更可能です

## TG-DTA の豊富なオプションに対応

試料観察カメラ・ASC の接続  
質量分析装置への接続



TG-DTA 用の  
オプション類を  
接続可能