

示差熱天秤-光イオン化質量 分析測定装置

スキマー方式とキャピラリー方式の融合


Thermo Mass Photo



キャピラリーインターフェース登場

スキマー型ガス導入インターフェースと光ソフトイオン化技術が融合した
一体型の示差熱天秤 - 質量分析同時測定装置です

- 新開発のキャピラリーインターフェースは
標準付属のスキマーインターフェースと交換可能
- 測定目的に応じてインターフェースを
使い分けできます
- キャピラリーインターフェースを使用すれば
高沸点ガスの検出感度も向上



キャピラリーメンテナンスが簡単

キャピラリーの交換、メンテナンスは、
ユニット化されたキャピラリーコイルを
交換することで、
迅速かつ簡便に復帰できます

